

Rapport d'essai n°04826Y-3A

STERNE ELASTOMERE

Rue Jean Monnet 84300 CAVAILLON

Numéro du projet : 04826Y

Numéro de commande : devis 20201258 signé du 06/05/20

Date de réception de la commande : 06/05/2020

Numéro d'identification ICARE: 04826Y-3A / 1

Désignation : Filtre Si-mask

Informations complémentaires : /

Référence : /

Lot:/

Date de réception: 12/05/2020

Date de réalisation de l'essai : 13/05/2020

EVALUATION DE L'EFFICACITE DE FILTRATION DES MASQUES CHIRURGICAUX, MASQUES FILTRANTS ET MEDIA FILTRANTS

L'efficacité de filtration est évaluée en mesurant la pénétration dans le média filtrant d'un aérosol polydispersé. Plusieurs tailles différentes de particules sont mesurées afin de pouvoir évaluer à la fois :

- la protection de l'environnement immédiat du porteur via la limitation de la transmission d'agents infectieux venant du nez et de la bouche du porteur (rôle d'un masque chirurgical),
- et la protection du porteur vis-à-vis d'un environnement contaminé par des particules infectieuses (rôle d'un masque filtrant contre les particules type FFP2 ou FFP3).

Conformément à la norme NF EN 14683 (2019) Masques à usage médical – Exigences et méthode d'essai, la taille de particules de 3 µm a été retenue pour apprécier les performances de protection de l'environnement.

Conformément à la norme NF EN 149+A1 (2009) Appareils de protection respiratoire- Demi masques filtrants contre les particules – Exigences, essais, marquage, la taille de particules de 0.3 µm a été retenue pour apprécier les performances de protection du porteur.

Mode opératoire appliqué : ICA-MASQUE-EFF rev.001

Résultats

Efficacité de filtration à 0,3 μm	Efficacité de filtration à 3 μm
25,11 %	98 %

Avertissement : Les résultats ne permettent pas une certification ou homologation selon les normes NF EN 149, NF EN 14683, ni selon tout autre norme ou règlement.

Approbation du rapport

Signature

Le: 15.05.2020

Par : Nora MAUME
Fonction : Chargée d'Etudes Techniques



Rapport d'essai n°04826Y-3A

STERNE ELASTOMERE
Rue Jean Monnet
84300 CAVAILLON

Numéro du projet : 04826Y

Numéro de commande : devis 20201258 signé du 06/05/20

Date de réception de la commande : 06/05/2020

Numéro d'identification ICARE: 04826Y-3A / 2

Désignation : Filtre Si-mask

Informations complémentaires : /

Référence : /

Lot:/

Date de réception: 12/05/2020

Date de réalisation de l'essai : 13/05/2020

METHODE DE DETERMINATION DE LA RESPIRABILITE (PRESSION DIFFERENTIELLE)

La détermination de la respirabilité est réalisée selon l'annexe C de la norme NF EN ISO 14683 (2019) : Masques à usage médical – Exigences et méthodes d'essai.

Résultat

13,2 Pa/cm²

Les exigences pour la Pression différentielle (Pa/cm²) sont :

Type I	Type II	Type IIR
< 40	< 40	< 60

Approbation du rapport

Signature

Le: 15-05- 2020

Par: Nora MAUME

Fonction: Chargée d'Etudes Techniques